



СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ ВАКУУМА **MEDIEVAC+**

MediEvac+ – это система регулировки вакуума, которая позволяет осуществлять эффективный и безопасный контроль в процессе проведения аспирации.

- Компактная и лёгкая система медицинской регулировки вакуума
- Уровень всасывания MediEvac+ регулируется с помощью легкодоступной ручки управления, установленной на передней панели
- Особенность двухпозиционного клапана MediEvac+ – это легкость восстановления выбранного значения даже в случае сброса давления из-за прерывания терапии
- Датчик MediEvac+ способен легко вращаться, позволяя оператору контролировать разрежение
- Шкала датчика имеет цветовую маркировку по секциям, что позволяет четко отображать уровень аспирации
- Три варианта регулируемого давления удовлетворяют всем требованиям терапии (-250, -600 и -1000 мбар)
- Вариант -250 мбар имеет предохранительный вентиль, который отключается автоматически, тем самым гарантируя максимальную защиту пациента в маловероятном случае увеличения разрежения

КОМПАКТНОСТЬ УСТРОЙСТВА ПОЗВОЛЯЕТ:

- Легко подсоединять его к источнику вакуума
- Быстро и легко монтировать комплектующие (например, предохранительный баллон)
- Обеспечить высокую доступность к другим устройствам, подсоединённым к близкорасположенным газовым розеткам



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Функция ВКЛ-ВЫКЛ:	видна зелёная кнопка. Для активного положения ВКЛ нажмите на красную кнопку
Макс. входное давление:	- 950 мбар
Макс. поток всасывания:	70 л/мин $\pm$ 5 л/мин
Точность измерений:	$\pm$ 2,5 % полной шкалы
Предохранительный клапан:	Medievac+ только 250 мбар Открытие, макс.: 290 мбар
Входное соединение:	Соответствует нац. стандарту
Выходное соединение:	G1/2, штекер
Высота:	133 мм; 260 мм (с предохранительным баллоном)
Ширина:	63 мм
Глубина:	77 мм (без соединения)
Материал корпуса:	Акрилонитрилбутадиенстирол
Соответствие нормам и директивам:	Соответствует Директиве 93/42/ЕЕС о медицинских изделиях. Соответствует EN ISO 10079-3 (Медицинское вакуумное оборудование, часть 3: Вакуумное оборудование, запитанное от источника).

MEDIEVAC+

ЗАПЧАСТИ

Система регулировки вакуума Medievac+ включает в себя опциональную комплектующую – предохранительный баллон. Это дополнительная защита вакуумного регулятора и больничной вакуумной сети в случае перелива отсасывающего баллона. Объём в 100 мл и функция предохранительного клапана предоставляют пользователю достаточный запас времени для того, чтобы остановить аспирационную терапию.

Контейнер может быть легко и безопасно отсоединён от системы регулировки вакуума и обработан в автоклаве при температуре в 134° С в течение 18 минут в соответствии с протоколом больницы. Протокол GCE также рекомендует для большей безопасности использовать фильтр, установленный на передней поверхности и подсоединённый к предохранительному баллону. Пластиковый чехол фильтра очень легко надевается и обеспечивает гигиеничность работы, поскольку таким образом устраняется прямой контакт с мембраной. Стандарт EN ISO 10079-3 (часть 6.5.2.1) также рекомендует использовать этот фильтр. (EN ISO 10079-3 part 6.5.2.1).

АКСЕССУАРЫ



Отсасывающий баллон



Фильтр



Ниппель для рукава



РАЗМЕРЫ

